

## ОДНОРАЗОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ

Линейный сшивающий аппарат обеспечивает наложение двухрядного шва из титановых скобок, расположенных в шахматном порядке.

Рекомендуемое использование картриджей с одним аппаратом 8 штук.



### Предлагаемые размеры линейных сшивающих аппаратов, заряженных кассетой

| Каталог № | Размер | Тип ткани | Кол-во в упаковке |
|-----------|--------|-----------|-------------------|
| DLS-30LU  | 30 мм  | стандарт  | стерильно - 1     |
| DLS-45LU  | 45 мм  | стандарт  | стерильно - 1     |
| DLS-60LU  | 60 мм  | стандарт  | стерильно - 1     |
| DLS-75LU  | 75 мм  | стандарт  | стерильно - 1     |
| DLS-90LU  | 90 мм  | стандарт  | стерильно - 1     |
| DLS-30HU  | 30 мм  | плотный   | стерильно - 1     |
| DLS-45HU  | 45 мм  | плотный   | стерильно - 1     |
| DLS-60HU  | 60 мм  | плотный   | стерильно - 1     |
| DLS-75HU  | 75 мм  | плотный   | стерильно - 1     |
| DLS-90HU  | 90 мм  | плотный   | стерильно - 1     |

### Сменные кассеты для линейного сшивающего аппарата DLS

| Каталог № | Размер | Толщина ткани | Кол-во в упаковке | Кол-во скобок | Длина шва мм | Толщина шва мм | Высота открытой скобки мм | Ширина коронки мм |
|-----------|--------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| DLSC-30LU | 30 мм  | стандарт      | 20-синий          | 11            | 30           | 1,5            | 3,5                       | 4,0               |
| DLSC-45LU | 45 мм  | стандарт      | 20-синий          | 15            | 45           | 1,5            | 3,5                       | 4,0               |
| DLSC-60LU | 60 мм  | стандарт      | 20-синий          | 19            | 60           | 1,5            | 3,5                       | 4,0               |
| DLSC-75LU | 75 мм  | стандарт      | 20-синий          | 27            | 75           | 1,5            | 3,5                       | 4,0               |
| DLSC-90LU | 90 мм  | стандарт      | 20-синий          | 33            | 90           | 1,5            | 3,5                       | 4,0               |
| DLSC-30HU | 30 мм  | плотный       | 20-зеленый        | 11            | 30           | 2,0            | 4,8                       | 4,0               |
| DLSC-45HU | 45 мм  | плотный       | 20-зеленый        | 15            | 45           | 2,0            | 4,8                       | 4,0               |
| DLSC-60HU | 60 мм  | плотный       | 20-зеленый        | 19            | 60           | 2,0            | 4,8                       | 4,0               |
| DLSC-75HU | 75 мм  | плотный       | 20-зеленый        | 27            | 75           | 2,0            | 4,8                       | 4,0               |
| DLSC-90HU | 90 мм  | плотный       | 20-зеленый        | 33            | 90           | 2,0            | 4,8                       | 4,0               |