



ОДНОРАЗОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ

Линейный автоматический сшивающий аппарат используется в брюшной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии. Линейный автоматический сшивающий аппарат используется для анастомоза (сшивания) органов или тканей. Поставляются заряженными кассетой.

Предлагаемые размеры

Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке
DLSA-30LU	30 мм	стандарт	стерильно - 1
DLSA-45LU	45 мм	стандарт	стерильно - 1
DLSA-60LU	60 мм	стандарт	стерильно - 1
DLSA-90LU	75 мм	стандарт	стерильно - 1
DLSA-30HU	90 мм	плотный	стерильно - 1
DLSA-45HU	30 мм	плотный	стерильно - 1
DLSA-60HU	45 мм	плотный	стерильно - 1
DLSA-90HU	60 мм	плотный	стерильно - 1

Кассеты для линейных автоматических сшивающих аппаратов

Каталог №	Длина шва мм	Толщина ткани	Кол-во в упаковке	Толщина шва мм	Кол-во скобок	Высота открытой скобки мм	Ширина коронки мм
DLSAC-30LU	30 мм	стандарт	20 синий	1,5	11	3,8	4,0
DLSAC-45LU	45 мм	стандарт	20 синий	1,5	15	3,8	4,0
DLSAC-60LU	60 мм	стандарт	20 синий	1,5	19	3,8	4,0
DLSAC-90LU	75 мм	стандарт	20 синий	1,5	33	3,8	4,0
DLSAC-30HU	90 мм	плотный	20 зеленый	2,0	11	4,5	4,0
DLSAC-45HU	30 мм	плотный	20 зеленый	2,0	15	4,5	4,0
DLSAC-60HU	45 мм	плотный	20 зеленый	2,0	19	4,5	4,0
DLSAC-90HU	60 мм	плотный	20 зеленый	2,0	33	4,5	4,0

