

ОДНОРАЗОВЫЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ

Циркулярные сшивающие аппараты (Круговой степлер) используются в общей хирургии, торакальной хирургии, коло-ректальной хирургии для наложения анастомозов методами «конец-В-конец», «конец-В-бок» и «бок-В-бок». Поставляются изогнутыми.



Программа поставок одноразовых циркулярных сшивающих аппаратов

Каталог №	Тип	Размер мм	Диаметр шва мм	Толщина шва мм	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Диаметр скобки мм	Кол-во скобок
DCSCN-21	изогнутый	21	14,0	1,0-2,5	3,4 мм	4,5 мм	0,28	20
DCSCN-24	изогнутый	24	16,0	1,0-2,5	4,0 мм	4,5 мм	0,28	18
DCSCN-25H	изогнутый	25	17,0	1,0-2,5	4,0 мм	4,5 мм	0,28	20
DCSCN-25LC	изогнутый	25	17,0	1,0-2,5	4,0 мм	4,8 мм	0,28	20
DCSCN-25HC	изогнутый	25	17,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,3 мм	0,28	20
DCSCN-28	изогнутый	28	20,0	1,0-2,5	4,0 мм	4,8 мм	0,28	24
DCSCN-29	изогнутый	29	21,0	1,0-2,5	4,0 мм	4,8 мм	0,28	24
DCSCN-29C	изогнутый	29	20,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,3 мм	0,28	24
DCSCN-31	изогнутый	31	23,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,0 мм	0,28	26
DCSCN-31C	изогнутый	31	23,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,3 мм	0,28	26
DCSCN-33	изогнутый	33	25,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,0 мм	0,28	28
DCSCN-34C	изогнутый	34	25,0	1,0-2,5	4,0 мм	5,3 мм	0,28	28