

ОДНОРАЗОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ С НОЖОМ



Линейный сшивающий аппарат с ножом применяется в желудочно-кишечной, торакальной хирургии, гинекологии и урологии для пересечения тканей, их резекции

и наложения анастомозов. Обеспечивает наложение двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным разрезом между ними.

Программа поставок одноразовых линейных сшивающих аппаратов с ножом (нож интегрирован в аппарат) (нож интегрирован в картридж)

Без замка безопасности				С замком безопасности			
Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке	Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке
DLCS-55LU	55 mm	1,5 mm	стерильно – 1	DLCS-60L	60 mm	1,5 mm	стерильно – 1
DLCS-55HU	55 mm	2,0 mm	стерильно – 1	DLCS-60H	60 mm	2,0 mm	стерильно – 1
DLCS-75LU	75 mm	1,5 mm	стерильно – 1	DLCS-80L	80 mm	1,5 mm	стерильно – 1
DLCS-75HU	75 mm	2,0 mm	стерильно – 1	DLCS-80H	80 mm	2,0 mm	стерильно – 1
DLCS-100LU	100 mm	1,5 mm	стерильно – 1	DLCS-100L	100 mm	1,5 mm	стерильно – 1
DLCS-100HU	100 mm	2,0 mm	стерильно – 1	DLCS-100H	100 mm	2,0 mm	стерильно – 1

Программа поставок картриджей для одноразовых линейных сшивающих аппаратов с ножом (нож интегрирован в аппарат)

Без замка безопасности							
Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Кол-во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки
DLCS-55LU	53	3,0	3,85	56	57	1,5	0,23
DLCS-55HU	53	3,0	4,50	56	57	2,0	0,23
DLCS-75LU	73	3,0	3,85	76	77	1,5	0,23
DLCS-75HU	73	3,0	4,50	76	77	2,0	0,23
DLCS-100LU	98	3,0	3,85	100	102	1,5	0,23
DLCS-100HU	98	3,0	4,50	100	102	2,0	0,23