



Программа поставок картриджей для одноразовых линейных сшивающих аппаратов с ножом (нож интегрирован в картридж)

С замком безопасности

Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Кол-во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки
DLCS-60L	54	3,0	3,85	56	61	1,5	0,24
DLCS-60H	54	3,0	4,50	56	61	2,0	0,24
DLCS-80L	74	3,0	3,85	76	81	1,5	0,24
DLCS-80H	74	3,0	4,50	76	81	2,0	0,24
DLCS-100L	98	3,0	3,85	100	102	1,5	0,24
DLCS-100H	98	3,0	4,50	100	102	2,0	0,24

КОЖНЫЙ СТЕПЛЕР И ЭКСТРАКТОР (УДАЛИТЕЛЬ) СКОБ



Кожный степлер – используется для сшивания краев кожных ран. Область применения: общая хирургия; акушерство; гинекология; ортопедия; урология; торакальная хирургия; кардиохирургия; пластическая хирургия. Поставляются степлеры с разной высотой и толщиной



скрепок, для тканей разной толщины. Обеспечивает быстрое и качественное закрытие ран, хороший косметический эффект. Скобы удаляются специальным экстрактором кожных скрепок. Кожные степлеры на 15 и 25 скоб идут под заказ.

Программа поставок

Каталог №	Количество скоб	Тип скрепок	Количество в упаковке	Высота открытой скобки	Ширина коронки скобки
SSG-15W	15	широкий	стерильно – 6 шт.	7,0	4,0
SSG-25W	25	широкий	стерильно – 6 шт.	7,0	4,0
SSG-35W	35	широкий	стерильно – 6 шт.	7,0	4,0
SSG-55W	55	широкий	стерильно – 6 шт.	7,0	4,0
SSG-15R	15	стандартный	стерильно – 6 шт.	5,4	3,6
SSG-25R	25	стандартный	стерильно – 6 шт.	5,4	3,6
SSG-35R	35	стандартный	стерильно – 6 шт.	5,4	3,6
SSG-55R	55	стандартный	стерильно – 6 шт.	5,4	3,6
SSG-15H	15	высокий	стерильно – 6 шт.	7,5	4,0
SSG-25H	25	высокий	стерильно – 6 шт.	7,5	4,0
SSG-35H	35	высокий	стерильно – 6 шт.	7,5	4,0
SSG-55H	55	стандартный	стерильно – 6 шт.	7,5	4,0
SRG-T	удалитель скоб				