


● КЛИПАПЛИКАТОРЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ



Инструмент предназначен для наложения титановых клипс стандарта Эतिकон на сосуды, протоки и другие тканевые структуры в ходе открытых хирургических вмешательств.

Изготовлен из прочной высоколегированной стали. Угол наклона браншей

составляет 15 градусов. На внутренней стороне браншей имеются пазы глубиной 1–1,5 мм с поперечными насечками, обеспечивающими надежный захват и удержание клипсы. Компенсатор усилий облегчает работу. В ассортименте 8 размеров клипапplikаторов.

Программа поставок

Каталог №	Размер	Длина клипапplikатора, см	Расстояние зажима браншей, мм	Рекомендуемые размеры лигируемых структур, мм	Кол-во шт. в коробке
0301-02S15	Малый (S)	15	0,59–0,65	0,3–1,5	1
0301-02S20	Малый (S)	20	0,59–0,65	0,3–1,5	1
0301-02M20	Средний (M)	20	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02M28	Средний (M)	28	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02ML20	Средне-большой (ML)	20	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02ML28	Средне-большой (ML)	28	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02L28	Большой (L)	20	1,30–1,50	3,5–7,5	1
0301-02L28	Большой (L)	28	1,30–1,50	3,5–7,5	1