


## • КЛИПАПЛИКАТОРЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Помимо перечисленных выше особенностей, данный вид клипапликатора обладает дополнительными преимуществами: высочайшим качеством медицинской

стали, из которой сделаны клипапликаторы и цветовой маркировкой колец клипапликатора, соответствующей цвету картриджа.

### Программа поставок

Каталог №	Размер	Длина клипапликатора, см	Расстояние зажима браншей, мм	Рекомендуемые размеры лигируемых структур, мм	Кол-во шт. в коробке
0301-02S15P	Малый (S)	15	0,59–0,65	0,3–1,5	1
0301-02S20P	Малый (S)	20	0,59–0,65	0,3–1,5	1
0301-02M20P	Средний (M)	20	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02M28P	Средний (M)	28	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02ML20P	Средне-большой (ML)	20	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02ML28P	Средне-большой (ML)	28	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02L28P	Большой (L)	20	1,30–1,50	3,5–7,5	1
0301-02L28P	Большой (L)	28	1,30–1,50	3,5–7,5	1

