




## КЛИПАПЛИКАТОРЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Помимо перечисленных выше особенностей стандартных эндоскопических клипапplikаторов, данный вид клипапplikатора обладает дополнительными

преимуществами: высочайшим качеством медицинской стали и цветовой маркировкой колец клипапplikатора, соответствующая цвету картриджа.

### Программа поставок клипапplikаторов эндоскопических премиум-класса

Каталог №	Размер	Расстояние зажима браншей, мм	Рекомендуемые размеры лигируемых структур, мм	Кол-во шт. в коробке
<b>Прямой эндоскопический клипапplikатор</b>				
0301-02MEP	Средний (M)	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02MLEP	Средне-большой (ML)	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02LEP	Большой (L)	1,30–1,50	3,5–7,5	1



## КЛИПАПЛИКАТОРЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА СБОРНЫЕ

**СКОРО В ПРОДАЖЕ!!!**

Возможность использования с одной рукояткой и тубусом нескольких размеров браншей.