

ЛЕГИРУЮЩИЕ ТИТАНОВЫЕ КЛИПСЫ



Легирующие клипсы производства фирмы "Grena LTD", Великобритания имеют V-образную форму. Клипсы изготовлены из апирогенного титана, что обеспечивает нужный уровень биосовместимости. Клипсы стандарта Этикон.

Клипсы располагаются в картридже по 6 штук, что обеспечивает экономичное и удобное использование продукта. Изделие является одноразовым и стерильным. Картриджи в зависимости от

размера клипс, имеют цветовую индикацию, что облегчает выбор необходимого размера клипсы. Картриджи упакованы в блистеры.

В зависимости от размера клипсы применяются клипаппликаторы с соответствующим размером зажима. Клипсы совместимы с клипаппликаторами хирургическими (открытыми) и эндоскопическими стандартными и премиум-класса.


Программа поставок V-образных титановых легирующих клипс

Каталог №	Размер	Совместим с аппликатором, (мм)	Рекомендуемые размеры легируемых структур, мм	Цвет картриджа	Кол-во штук в картридже	Кол-во картриджей в коробке
0301-01S	Малые (S)	0,59–0,65	0,3–1,5	Синие	6	50
0301-1M	Средние (M)	0,84–0,90	1,0–2,5	Белые	6	50
0301-01ML	Средне-большие (ML)	1,20–1,30	2,5–4,0	Зеленые	6	20
0301-01L	Большие (L)	1,30–1,50	3,5–7,5	Желтые	6	20

ПОДСТАВКА ПОД КАРТРИДЖИ (кат. № 0301-05CB)

Подставка под картриджи используется для лучшей фиксации картриджей титановых клипс производства GRENA Ltd., Великобритания. Облегчает работу медицинского персонала при хирургических манипуляциях, экономит время во время операции, легко стерилизуется.

Изделие изготовлено из высоколегированной медицинской стали.



Размеры (длина x ширина x высота): 100 мм*30 мм*20 мм.

Два направляющих рельса (длиной 90 мм, шириной 8 мм) плотно держат картридж на подставке. Устройство подходит для всех размеров клипс.