



● НАБОРЫ ОДНОРАЗОВЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРОАКАРОВ



Одноразовые наборы троакаров DTK выпускаемые GRENA LTD применяются в абдоминальной, торакальной и гинекологической хирургии для формирования отверстий, через которые вводятся

эндоскопические инструменты. Наборы одноразовых троакаров предлагаются в диаметрах: 3 мм, 5 мм, 10 мм, 12 мм и в различной комплектации.

Программа поставок

Каталог №	Описание наборов	Диаметр, длина канюли, мм	Клапан инсuffляции	Диаметр инструмента
DTK 3	троакар одноразовый d 3 мм (1 стилет без ножа и 1 канюля)	d – 3 мм, длина 60 мм	есть	1,7–3
DTK 5	троакар одноразовый d 5 мм (1 стилет без ножа и 1 канюля)	d – 5 мм, длина 100 мм	есть	3–6
DTK 10S	троакар одноразовый d 10 мм (1 стилетс ножом, 1 канюля, 1 переходник)	d – 10 мм, длина 100 мм	есть	8–11
DTK 12	троакар одноразовый d 12 мм (1 канюля, 1 стилет без ножа, 1 переходник)	d – 12 мм, длина 100 мм	нет	12
DTK 5*2	троакар одноразовый d 5 мм (2 канюли и 1 стилет без ножа)	d – 5 мм, длина 100 мм	есть	3–6
DTK 10S*2	троакар одноразовый d 10 мм (2 канюли, 1 стилет с ножом, 2 переходника)	d – 10 мм, длина 100 мм	есть	8–11
DTK 12S*2	троакар одноразовый d 12 мм (2 канюля, 1 стилет без ножа, 2 переходника)	d – 12 мм, длина 100 мм	нет	12
DTK 510S*4VE	троакар одноразовый d 5 мм и 10 мм (4 канюли-5 и 10 мм, 1 стилет с ножом, 1 стилет без ножа, 1 игла Вереш, переходник, мешок для сбора эндо-баг)	d – 5 и 10 мм, длина 100 мм.	есть	3–6 и 8–11