


● СТЕРНАЛЬНЫЕ ИГЛЫ




Благодаря своему эргономическому дизайну они удобны в применении. Регулятор глубины держит иглу в правильном положении во время удаления жидкости. Имеются в наличии два размера – 18G, 16G, 15G, два варианта формы рукоятки.

Применяется в гематологических, онкогематологических и хирургических отделениях больниц. Имеется мандрен с быстрой фиксацией в корпусе иглы. Глубина проникновения контролируется с помощью специального механизма.

Программа поставок

Каталог №	Описание	Размер
VMA1605	Стерильная игла. Стандартная рукоятка	16G x 5 cm
VMA1803	Стерильная игла. Стандартная рукоятка	18G x 3 cm



Программа поставок

Каталог №	Описание	Размер
VMA1505 R	Стерильная игла. Рукоятка анатомической формы	15G x 5 cm
VMA 1605 R	Стерильная игла. Рукоятка анатомической формы	16G x 5 cm

