


● ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ WKT GRENA LTD (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



Выпускаются с манжетами и без манжеты. Благодаря оптимальной прочности термопластичного материала, из которого изготовлена трубка, она полностью соответствует анатомической форме трахеи без риска искривления и закрытия просвета. Прозрачная трубка позволяет наблюдать дыхание пациента. Мягкое внутреннее покрытие предотвращает накопление слизи, гарантирует мягкое

введение катетера. Конфигурация дистального конца трубки снижает травматизм при интубации. Все трубки имеют рентгенконтрастную полосу и маркировку глубины введения. Глазок Мерфи (Murphy) способствует безопасности пациентов, а мягкая манжета низкого давления оказывает минимальное давление и не нарушает трофику слизистой трахеи.

Эндотрахеальные трубки без манжеты

Каталог №	СН	Кол-во в упаковке
WKT52-020	2,0 mm	10
WKT52-025	2,5 mm	10
WKT52-030	3,0 mm	10
WKT52-035	3,5 mm	10
WKT52-040	4,0 mm	10
WKT52-045	4,5 mm	10
WKT52-050	5,0 mm	10
WKT52-055	5,5 mm	10
WKT52-060	6,0 mm	10
WKT52-065	6,5 mm	10
WKT52-070	7,0 mm	10
WKT52-075	7,5 mm	10
WKT52-080	8,0 mm	10
WKT52-085	8,5 mm	10
WKT52-090	9,0 mm	10

Эндотрахеальные трубки с манжетой

REF Кат №	СН	Кол-во в упаковке
WKT51-020	2,0 mm	10
WKT51-025	2,5 mm	10
WKT51-030	3,0 mm	10
WKT51-035	3,5 mm	10
WKT51-040	4,0 mm	10
WKT51-045	4,5 mm	10
WKT51-050	5,0 mm	10
WKT51-055	5,5 mm	10
WKT51-060	6,0 mm	10
WKT51-065	6,5 mm	10
WKT51-070	7,0 mm	10
WKT51-075	7,5 mm	10
WKT51-080	8,0 mm	10
WKT51-085	8,5 mm	10
WKT51-090	9,0 mm	10
WKT51-095	9,5 mm	10
WKT51-100	10,0 mm	10