


## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Соединительные трубки, производимые GRENA LTD, гарантируют комфорт, безопасность пациентам и обеспечивает удобство в работе медицинского персонала. Предназначены для соединения различных видов медицинского оборудования и инструментов. Они изготовлены из нетоксичного медицинского поливинилхлорида. Трубки устойчивы к перегибанию. Каждому пользователю есть возможность оптимального выбора соединительных трубок.

Соединительные трубки могут поставляться (смотрите таблицу: программа поставок):

- Разной длины:  
180, 200, 210, 300, 350, 380 см;
- Разного внутреннего диаметра:  
5, 6 и 7 мм;
- Разных типов коннекторов: маленький, большой с линиями отреза под необходимый диаметр, конус, вакуум-контроль, ваку-стоп;
- Трубки в рулонах по 30 метров, по 50 метров с линиями отреза через 90, 180 см.

### Соединительные трубки с линией отреза

0201-C3007090-диаметр 7 мм	Соединительная трубка длиной 30 м с линиями отреза через 90 см
0201-C3007180-диаметр 7 мм	Соединительная трубка длиной 30 м с линиями отреза через 180 см
0201-C5006090-диаметр 6 мм	Соединительная трубка длиной 50 м с линиями отреза через 90 см
0201-C5006180-диаметр 6 мм	Соединительная трубка длиной 50 м с линиями отреза через 180 см
0201-C5005090-диаметр 5 мм	Соединительная трубка длиной 50 м с линиями отреза через 90 см
0201-C5005180-диаметр 5 мм	Соединительная трубка длиной 50 м с линиями отреза через 180 см

### Программа поставок соединительных трубок

Каталог №	Диаметр трубки, мм	Длина трубки, см	Наименование продукции	Кол-во в уп
0201-18007SS	7	180	2 маленьких коннектора	32
0201-18007LL			2 больших коннектора	
0201-18007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-18007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-18007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-18007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-18007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-18007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	



Кат. номер	Диаметр трубки, мм	Длина трубки, см	Наименование продукции	Кол-во в уп
0201-20007SS	7	200	2 маленьких коннектора	32
0201-20007LL			2 больших коннектора	
0201-20007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-20007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-20007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-20007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-20007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-20007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	
0201-21007SS	7	210	2 маленьких коннектора	32
0201-21007LL			2 больших коннектора	
0201-21007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-21007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-21007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-21007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-21007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-21007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	
0201-21007SS	7	300	2 маленьких коннектора	26
0201-21007LL			2 больших коннектора	
0201-21007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-21007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-21007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-21007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-21007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-21007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	
0201-21007SS	7	350	2 маленьких коннектора	26
0201-21007LL			2 больших коннектора	
0201-21007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-21007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-21007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-21007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-21007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-21007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	
0201-21007SS	7	380	2 маленьких коннектора	24
0201-21007LL			2 больших коннектора	
0201-21007SL			1 большой и 1 маленький коннектор	
0201-21007SC			1 маленький коннектор и 1 коннектор с вакум контролем	
0201-21007LC			1 большой коннектор и 1 коннектор с вакум-контролем	
0201-21007ST			1 маленький коннектор, 1 конус-коннектор	
0201-21007SSVS			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор	
0201-21007SSVP (Педиатрия)			1 маленький коннектор, 1 ваку-стоп коннектор, педиатрический	