


● КАНЮЛИ И НАБОРЫ ЯНКУВЕРА



Предлагаемые изделия используются для удаления крови и других жидкостей во время открытых хирургических операций в случае соединения с наружным источником всасывания.

Продукт может поставляться как отдельной канюлей, так и в наборе вместе с подсоединенной трубкой. Наборы Янкувера состоят из различных по своей форме канюль Янкувера и различных соединительных трубок.

Имеются различные варианты трубок:

- внутренний диаметр: 6 или 7 мм
- длина: 200, 210, 300, 350 или 380 см.

Канюля может подсоединяться к различным по своему диаметру и длине стандартным соединительным трубкам.

Все канюли могут быть прямыми или изогнутыми, с контролем всасывания или без него.

Имеется четыре типа канюль:

- канюля с расширением на конце BULB (по шкале Шарьер размер 32)
- канюля жесткая (по шкале Шарьер размер 22)
- канюля стандартная (по шкале Шарьер размеры 18, 20, 22, 24, 28, 30)
- мини-канюля (по шкале Шарьер размер 12).

Изделие одноразовое, стерилизовано оксидом этилена.



КАНЮЛИ И НАБОРЫ ЯНКУВЕРА



Программа поставок канюлей Янкувера

Каталог №	Наименование продукции	Кол-во
Канюля Янкувера жесткая с наконечником BULB		
0202-XXVCH	Канюля Янкувера CH 32 -жесткая, наконечник BULB, изогнутый, с вакуум-контролем	160
0202-XXVCSX	Канюля Янкувера CH 32-жесткая, наконечник BULB, изогнутый, без вакуум-контроля	160
0202-XXBSH	Канюля Янкувера CH 32 -жесткая, наконечник BULB, прямой, с вакуум-контролем	160
0202-XXBSX	Канюля Янкувера CH 32-жесткая, наконечник BULB, прямой, без вакуум-контроля	160
Канюля Янкувера жесткая		
0202-XXXCH	Канюля Янкувера CH 22-жесткая, изогнутый, с вакуум-контролем	160
0202-XXXCSX	Канюля Янкувера CH 22-жесткая, изогнутый, без вакуум-контроля	160
0202-XXXSH	Канюля Янкувера CH 22 -жесткая, прямой, с вакуум-контролем	160
0202-XXXSX	Канюля Янкувера CH 22-жесткая, прямой, без вакуум-контроля	160
Канюля Янкувера стандартная		
0202-XXXCH 18G/20G/22G/24G/28G/30G/	Канюля Янкувера CH 18 -стандартная, изогнутый, с вакуум-контролем	160
0202-XXXCSX 18G/20G/22G/24G/28G/30G	Канюля Янкувера CH 18 -стандартная, изогнутый, без вакуум-контролем	160
0202-XXXSH 18G/20G/22G/24G/28G/30G	Канюля Янкувера CH 18-стандартная, прямой, с вакуум-контролем	160
0202-XXXSX 18G/20G/22G/24G/28G/30G	Канюля Янкувера CH 18 -стандартная, прямой, без вакуум-контролем	160
Мини-канюля Янкувера		
0202-XXMCX 12G	Мини-канюля Янкувера CH-12 ИЗОГНУТЫЙ	200
0202-XXMSX 12G	Мини-канюля Янкувера CH-12 ПРЯМОЙ	200



ПРОГРАММА ПОСТАВОК НАБОРОВ ЯНКУВЕРА

Наборы: канюля Янкувера с наконечником BULB CH 32 с удлинителем 200 см, D-7 мм

Каталог №	Наименование продукции	Кол-во
0202-20007SSBCH	Наборы – канюля Янкувера CH 32, с наконечником BULB, изогнутый, с вакуум-контролем и удлинителем 200см	26
0202-20007SSBCX	Наборы – канюля Янкувера CH 32, с наконечником BULB, изогнутый, без вакуум-контроля и удлинителем 200см	26
0202-20007SSBSH	Наборы – канюля Янкувера CH 32, с наконечником BULB, прямой, с вакуум-контролем и удлинителем 200см	26
0202-20007SSBSX	Наборы – канюля Янкувера CH 32 с наконечником BULB, прямой, без вакуум-контроля и удлинителем 200см	26

Наборы: канюля Янкувера с наконечником BULB также может поставляться с удлинителем 210, 300, 350, 380 см и диаметром 6 и 7 мм.

Наборы: канюля Янкувера с наконечником BULB CH 32 с удлинителем 200 см, D-7 мм

Каталог №	Наименование продукции	Кол-во
0202-20007SSXCH	Набор-канюля Янкувера жесткая CH 22, изогнутая, с вакум-контролем, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXCX	Набор-канюля Янкувера жесткая CH 22, изогнутая, без вакум-контроля, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXSH	Набор-канюля Янкувера жесткая CH 22, прямая, с вакум-контролем, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXSX	Набор-канюля Янкувера жесткая CH 22, прямая, без вакум-контроля, с удлинителем 200 см	26

Наборы: канюля Янкувера жесткая также может поставляться с удлинителем 210, 300, 350, 380 см и диаметром трубки 6 и 7 мм.

Наборы: канюля Янкувера с наконечником BULB CH 32 с удлинителем 200 см, D-7 мм

Каталог №	Наименование продукции	Кол-во
0202-20007SSXCH18G	Набор-канюля Янкувера стандарт CH 18, изогнутая, с вакум-контролем, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXCX18G	Набор-канюля Янкувера стандарт CH 18, изогнутая, без вакум-контроля, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXSH18G	Набор-канюля Янкувера стандарт CH 18, прямая, с вакум-контролем, с удлинителем 200 см	26
0202-20007SSXSX18G	Набор-канюля Янкувера стандарт CH 18, прямая, без вакум-контроля, с удлинителем 200см	26

Наборы – канюля Янкувера стандартная также может поставляться с удлинителем 210, 300, 350, 380 см и диаметром трубки 6 и 7 мм, размер канюли CH (шарье) – 18/20/22/24/28/30